

Indicaciones para la correcta ejecución:


- Instalar previamente librería ECG Kit dentro de entorno MATLAB, siguiendo los siguientes pasos del enlace: <https://marianux.github.io/ecg-kit/>
- Configurar ruta donde se encuentra la librería ECG kit usando la opción 'SET PATH' dentro del entorno MATLAB, con la finalidad de eliminar este error mostrado líneas abajo y realizar la correcta ejecución del mismo:

```
Error using matlab.ui.control.internal.controller.ComponentContr  
Error while evaluating Button PrivateButtonPushedFcn.
```


```
Undefined function 'ECGwrapper' for input arguments of type  
'char'.
```

```
Error in appV3/CARGARECGButtonPushed (line 582)  
    ECG1 = ECGwrapper('recording_name',x);
```


```
Error using matlab.ui.control.internal.controller.ComponentContr  
Error while evaluating Button PrivateButtonPushedFcn.
```



Es importante definir que se deberá apuntar a la carpeta entera que contiene el código completo de nombre 'código brugada'.



- Aperturar directamente GUI mediante un doble clic en el siguiente archivo, previamente se debería definir la ruta completa donde se ubica la carpeta completa del código:



Aperturar archivo de nombre 'appV3.mlapp' para la ejecución correcta de GUI:

